

Choix des écouvillons :

Recherche de germes banaux et/ou strepto B :

- 1 écouvillon avec milieu de transport : Transwab (bouchon violet)



Recherche de mycoplasmes uro-génitaux :

- Ecouvillon sec à décharger dans milieu disponible au laboratoire (diluant Biosynex)

Recherche de *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* par PCR/ recherche d'HSV

- 1 écouvillon à décharger dans le milieu UTM à bouchon rouge (kit disponible au laboratoire)



Recherche d'HPV:

- Milieu PreservCyt avec brosse

